


ORSYmat

VOUS AIDE À PROTÉGER VOS COLLABORATEURS

L'essentiel des EPI
pour lutter contre la propagation
des virus dans un distributeur
automatique Würth



Distribution de masques, gants,
lunettes et gel hydroalcoolique
24h/24 et 7J/7.



Retrait des articles grâce
à des badges nominatifs.



Maintenance
et réapprovisionnement
assurés par Würth.



Possibilité d'adapter
la configuration sur-mesure.

2 SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !

1^{er} mois de location de l'ORSYmat OFFERT !*

* Dans le cadre de la signature d'un contrat de partenariat de 3 ans minimum sur une version Essentielle ou Premium. Seuls les produits WÜRTH peuvent être placés dans le distributeur ORSYmat.

Offre commerciale auprès de votre conseiller commercial Würth ou en nous contactant à l'adresse : systemes.solutions@wurth.fr

VERSION ESSENTIELLE

La solution
pour lutter contre la propagation du virus

La version Essentielle comprend :

1 distributeur ORSYmat Connect que vous pouvez équiper de :

- 12 cartons de gels hydroalcooliques (comprenant 6 flacons et 3 pompes par carton) **Art. N° 9501 006 774**
- 30 boîtes de 50 masques chirurgicaux **Art. N° 0997 862 606** ou 110 masques FFP2 **Art. N° 0899 110 ...**
- 10 boîtes de 100 gants jetables nitrile **Art. N° 0899 470 37.**



VERSION PREMIUM

La solution
pour lutter contre la propagation du virus

La version Premium comprend :

1 distributeur ORSYmat Connect que vous pouvez équiper de :

- 12 cartons de gels hydroalcooliques (comprenant 6 flacons et 3 pompes par carton) **Art. N° 9501 006 774**
- 26 boîtes de 50 masques chirurgicaux **Art. N° 0997 862 606** ou 100 masques FFP2 **Art. N° 0899 110 ...**
- 8 boîtes de 100 gants jetables nitrile **Art. N° 0899 470 37.**
- 20 lunettes de protection **Art. N° 0899 102 275**



► Plus d'infos sur les EPI en page 3 - Cette configuration de distributeur est un exemple que nous vous proposons et est bien évidemment adaptable en fonction de vos besoins et de vos préférences. Livraison et installation sous 6 semaines.



**KIT 6 FLACONS DE GEL
HYDROALCOOLIQUE
500 ML + 3 POMPES**

Art. N° 9501 006 774

Solution hydroalcoolique à base d'éthanol, pour la désinfection des mains.

Conforme aux normes Bactéricide (EN1276) et Virucide (EN14476+A1).



MASQUES CHIRURGICAUX

Art. N° 0997 862 606

Léger, confortable et ne gêne pas la respiration.
EN14683 Type I,
Dimensions : 9,5 x 17,5 cm.



MASQUES FFP2

Art. N° 0899 110 ...

Matériau filtrant multicouche
Performances de filtrage
exceptionnelles
Norme EN: 149



**BOITES DE GANTS JETABLES
EN NITRILE**

Art. N° 0899 470 37.

Coloris noir.
Non poudré.
Boite de 100 gants.
EN ISO 374-1:2016.
Type B.
EN 374-5:2016.
EN 388:2016 : 0000X.
Agréé au contact alimentaire.




**LUNETTES DE PROTECTION
LIBRA®**

Art. N° 0899 102 275

Utilisation polyvalente associant protection parfaite et confort. Design ultra enveloppant pour une protection optimale. Technologie de verre innovante offrant une excellente clarté optique. Idéales pour une utilisation de longue durée en association avec des lunettes correctrices. Extrémités des branches souples et particulièrement flexibles pour plus de confort.

ORSYmat

VOUS AIDE À PROTÉGER VOS COLLABORATEURS



WÜRTH FRANCE

Offre valable **à partir du 11 mai 2020**, dans la limite des stocks disponibles. Conditions d'obtention disponibles auprès de votre conseiller commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l'opération à tout moment et ce sans préavis. Document et photos non contractuels.

À VOTRE SERVICE !



VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL
vous accompagne.



LA BOUTIQUE EN LIGNE
Vous permet de commander
24h/24 et 7j/7.
wurth.fr



VOTRE PROXI SHOP
Répond à vos besoins immédiats
et ponctuels.
magasins.wurth.fr



LE SERVICE RELATION CLIENTS
Vous renseigne et répond à vos questions.
relation.clients@wurth.fr
03 88 88 12 12

SUIVEZ-NOUS sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et le blog.



À CHACUN SON WÜRTH